



Предназначен для измерения 6 параметров за 45 секунд K, Na, Cl, Ca, pH, Co2 и в сыворотке, плазме и цельной крови. Комплектуется электродами, не требующими обслуживания в течение всего срока службы.

Анализатор электролитов

URIT-910 PLUS

URIT Medical Electronic Group Co., Ltd, KHP



Высокоточный электрод с увеличенным сроком службы и датчик TCO2



Простое управление командами Да/Нет



Автоматическое исправление неисправностей



Защита от отключения электропитания во избежание потери данных



Использует реагенты индивидуально для предотвращения загрязнения



4 типа пробы для удовлетворения потребностей различных клиентов



Защита от перебоев напряжения



Автоматическая калибровка



Встроенный термопринтер

Официальный дистрибьютор на территории Республики Казахстан ТОО «Lab Technology»

050063, г. Алматы, мкр. Аксай-4, 117А
Тел.: +7 (727) 220-81-42, 327-74-77,
☎ +7 701 05 333 09

📷 labtechnology
📘 labtechnology

📺 labtechnology
✉ info@labtech.kz