

ОБЛУЧАТЕЛИ- РЕЦИРКУЛЯТОРЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ

 НПЧП Медпромсервис

- ✔ Работают в присутствии людей
- ✔ Предназначены для обеззараживания воздуха помещений любых категорий (кабинеты врачей, помещения с повышенным риском распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём и др.)
- ✔ Принцип действия основан на обеззараживании прокачиваемого воздуха вдоль бактерицидных ламп, расположенных внутри корпуса облучателя
- ✔ Зарегистрирован на территории Республики Казахстан
- ✔ Срок службы ламп 9000 часов



СТАНДАРТНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР
СЕРИИ "ФИОЛЕТ"



СТАНДАРТНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР
СЕРИИ "ФИОЛЕТ" С ТАЙМЕРОМ



ПЕРЕДВИЖНОЙ РЕЦИРКУЛЯТОР
СЕРИИ "ФИОЛЕТ"

ОБЛУЧАТЕЛИ- РЕЦИРКУЛЯТОРЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ

 НПЧП Медпромсервис

В наличии

Наименование	Кол-во бактерицидных ламп	Объем обеззараживаемого воздуха	Габариты, мм
2-15 Фиолет 01	2 шт./15 Вт	36 м3/ч	150x70x1100
2-15 Фиолет T02 (с таймером)	2 шт./15 Вт	36 м3/ч	150x70x1100
ОРБПе 5-30	5 шт./30 Вт	200 м3/ч	400x300x1260

Наш адрес:

Город Алматы, микрорайон Аксай 4, дом 117 А, цокольный этаж

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по телефону

+7 (727) 220 81 42, +7 (727) 327 74 77,

+7 701 053 33 09

наш сайт:

www.labtech.kz

наши социальные сети:

@LabTechnology