





**НАДЕЖНЫЙ
в использовании,
ПРОСТ в обслуживании**



Ветеринарный автоматический
гематологический анализатор
URIT-2900 Vet Plus

- ❖ **Производительность - 30 тестов в час.**
- ❖ **Малый расход образцов и реагентов;**
- ❖ **Определение 21 параметра с дифференциацией лейкоцитов на 3 популяции:**
 - Лейкоцитарные индексы: WBC, LYM#, MID#, GRAN#, LYM%, MID%, GRAN%;
 - Эритроцитарные индексы: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD;
 - Тромбоцитарные индексы: PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC;
 - Дифференциация WBC на 3 популяции и построение 3 гистограмм.
- ❖ **Анализ крови 13 видов животных** (собаки, кошки, лошади, мыши, крысы, кролики, свиньи, крупный рогатый скот, обезьяны, верблюды, овцы, козы) с возможностью внесения 3 дополнительных профилей;





Гематологические реагенты для ветеринарии (для анализаторов открытого типа)

Изотонический раствор
(Дилуент)

Промывающий раствор
(Детергент)


Лизирующий раствор



Фасовка 20 л



Фасовка 20 л



Фасовка 1 л

Для контроля качества исследований рекомендуем
высокачественные контрольные материалы:

Гематологический контрольный материал **Boule Con Normal 16 parameters 1*4,5 мл**, успешно используемый в ветеринарных лабораториях.

Официальный дистрибьютор на территории Республики Казахстан
ТОО «Lab Technology»

050063, г. Алматы, мкр. Аксай-4., дом 117а
тел.: 8(727) 327-74-77, 373-01-61

info@labtech.kz
www.labtech.kz